

Tecnología consolidada y contrastada

Juvéderm[®]
ULTRA

La expresión de la
belleza natural

EXPRESATE

Hylacross® Tecnología consolidada y contrastada



- AH de peso molecular elevado¹
- Gel de AH reticulado y robusto³

Ventajas y beneficios³



- Resultados de **larga duración** (hasta 12 meses)²⁻³ que mejoran la satisfacción de los pacientes.¹



- **Resultados uniformes** y naturales con la gama Juvéderm® ULTRA.^{2,3}



- Flujo de inyección uniforme y continuo.^{2,3}



- Los productos de la gama Juvéderm® ULTRA se cuentan entre los primeros geles de AH del mundo en incorporar lidocaína para mayor comodidad del paciente.^{1,3,4}

	ULTRA 2 ¹	ULTRA 3	ULTRA SMILE	ULTRA 4 ⁴
		Líneas periorales y voluminización de labios ²	Líneas periorales y voluminización de labios ³	
Duración (meses)	hasta 9 meses	hasta 12 meses	hasta 12 meses	hasta 9 meses
Profundidad de la inyección	Dermis media	Dermis media y/o profunda	Dermis media y/o profunda	Dermis profunda
Concentración de AH (mg/ml) 0,3% lidocaína ¹⁻⁴	24 	24 	24 	24
Fuerza de extrusión a 50 mm/min (N) ⁵	27,5 (aguja de 30 G 1/2")	15,1 (aguja de 27 G 1/2")	31,6 (aguja de 30 G 1/2")	27,7 (aguja de 27 G 1/2")
Cohesividad (gramos -fuerza [gf]) ⁶	95 	104 	104 	105
Elasticidad (G' a 5Hz, pascal [Pa]) ⁷	188 	238 	238 	164
Área recomendada del rostro				

1. Goodman GJ et al. Plast Reconstr Surg. 2015;136(5 Suppl):139S-48S. / 2. Pinsky MA et al. Aesthet Surg J. 2008;28:17-23. / 3. Wahl G. J Cosmet Dermatol. 2008;7(4):298-303. / 4. Levy PM et al. Dermatol Surg. 2009;35(s1):332-37.

1. Juvéderm® ultra 2 DFU. 2. Juvéderm® ultra 3 DFU. 3. Juvéderm® ultra smile DFU. 4. Juvéderm® ultra 4 DFU. 5. Allergan. Unpublished Data. INT/0009/2018(1). 6. Allergan. Unpublished Data. INT/0011/2018a. 7. Allergan. Unpublished Data. INT/0141/2019

Gama Hylacross®



Juvéderm ULTRA® 2



Juvéderm ULTRA® 3



Juvéderm ULTRA® 4



Juvéderm ULTRA SMILE®

Use Juvéderm® ULTRA 2 para¹:

- Líneas de la frente
- Líneas periorbitarias
- Líneas glabellares
- Labios y líneas periorales



2 x 0,55 ml, 2 x 30 G½'

Use Juvéderm® ULTRA 3 para²:

- Sienes
- Cejas
- Mejillas y pómulos
- Surcos nasolabiales
- Labios y líneas periorales
- Líneas de marioneta
- Perfil de la mandíbula
- Mentón



2 x 1 ml, 4 x 27 G½'
También disponible en
2 x 0,55 mL, 4 x 30 G½'

Use Juvéderm® ULTRA 4 para³:

- Sienes
- Mejilla y pómulo
- Mentón



2 x 1 mL, 4 x 27 G½'

Use Juvéderm® ULTRA SMILE para⁴:

- Líneas periorales
- Aumento de labios
- Líneas de marionetas y mentón



2x 0'55 ml, 2x 30 G ½

Resultados de larga duración (de hasta 12 meses)^{5,6}

1. Juvéderm® ULTRA 2 DFU. 2. Juvéderm® ULTRA 3 DFU. 3. Juvéderm® ULTRA 4 DFU. 4. Juvéderm® ULTRA SMILE DFU 5. Pinsky MA et al. Aesthet Surg J. 2008;28:17-23. 6. Wahl G. J Cosmet Dermatol. 2008;7(4):298-303.